

# miglionico

DENTAL EQUIPMENT



# NG



**FIABILITÉ ET TECHNOLOGIE,  
ADAPTABLE À TOUS LES STYLES**

**SIMPLE ET VERSATILE DANS SON UTILISATION, GRÂCE À SES CARACTÉRISTIQUES  
IL GARANTIT DES HAUTES PRESTATIONS ET UNE HYGIÈNE MAXIMALE**

## Tablette Praticien




Le fauteuil dentaire NG se caractérise par l'écran de commande orientable en verre encapsulé avec une technologie tactile capacitive. La rotation du panneau permet d'avoir toujours la vue correcte de l'écran en travaillant en position debout ou assise. L'écran de commande est facilement désinfectable grâce à des fonctions de verrouillage de sécurité de l'écran.

## Tablette Assistante




Les lignes épurées, sans arêtes vives, et la poignée ergonomique pratique rendent la manipulation de la tablette extrêmement simple. La tablette assistante est montée sur un bras à double articulation et est réalisée dans un matériau solide, résistant aux rayures et aux produits chimiques. La tablette assistante est équipée d'un écran de commande à surface en verre avec technologie tactile capacitive et est conçue pour accueillir deux canules d'aspiration chirurgicale et deux instruments accessoires.

# Version NG Ambidextre




# Version Surgery avec Cart





## Dossier adaptatif



En option, il est également disponible le dossier à excursion verticale motorisée, qui peut être géré depuis l'écran pour assurer le bon positionnement de la tête du patient sur l'appui-tête, qu'il soit **enfant** ou **adulte**.

# Hygiène



## SYSTÈME MDS

Systèmes de décontamination des circuits hydriques à l'aide du liquide WK Metasys.

**MDS** : ce système mélange le liquide WK constamment avec de l'eau de ville ou de bouteille en prévenant la formation de calcaire et biofilm, avec conséquent réduction de la charge bactérienne. Par ailleurs, le système contribue au fonctionnement des spray des instruments.

**MDS+** : ce système peut être activé du panneau de commande. Après avoir positionné les pièces à main dans le support autoclavable dédié, on active un cycle de désinfection intensive du panneau de commande. Lorsque le cycle de désinfection intensive n'est pas activé, le système MDS+ fonctionne dans la modalité de base du système MDS.



À l'intérieur du groupe hydrique, il est possible d'installer :

## SYSTÈME ASB

Bouteille de 2L pour approvisionnement séparé de l'eau aux instruments de la tablette du praticien. Une vanne bypass permet de sélectionner le type d'approvisionnement en choisissant entre eau de ville ou de bouteille.



POIGNÉE TABLETTE DU PRATICIEN AMOVIBLE ET AUTOCLAVABLE



FILTRES D'ASPIRATION CHIRURGICALE POUR CHACQUE TUYAU




CRACHOIR AMOVIBLE ET DÉSINFECTABLE


# Systemes intégrés pour l'aspiration



VANNE DE DRAINAGE DU CRACHOIR



SÉPARATEUR D'AMALGAME



SÉPARATEUR AIR/EAU

Prédisposition standard pour l'aspiration humide. Disponibilité de systèmes intégrés à l'unit en cas d'aspiration sèche et de dispositifs conformes à la loi en vigueur sur l'élimination des amalgames.

# Fauteuil



DOSSIER STANDARD



DOSSIER XL EN MÉMOIRE DE FORME

Le fauteuil est conçu pour offrir confort et ergonomie de travail. Il est recouvert de cuir skaï médical sans couture pour une désinfection simple. Le mouvement synchronisé du dossier et de l'assise assure un confort optimal et évite l'effet de glissement. Le dossier anatomique, avec soutien lombaire, est disponible en deux variantes, **standard** pour toute ergonomie de travail et **large en mémoire de forme** pour la chirurgie ou un plus grand confort pour le patient, idéal pour les traitements de longue durée.

# Couleurs

## COULEURS STANDARD



## COULEURS SPÉCIALES



# Pédales

La pédale est solide et bien équilibrée, avec une base en acier qui garantit une stabilité totale pendant le travail. Elle est équipée d'une poignée rétractable pratique pour la déplacer. La pédale est disponible en version standard ou par poussoir, les deux avec ou sans fil.



SCANNEZ  
LE CODE QR POUR  
CONSULTER NOTRE  
CATALOGUE



Miglionico S.r.l.  
Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.  
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) ITALY  
VAT 05306940726  
Tel +39 080 759552  
[www.miglionico.fr](http://www.miglionico.fr)



Renseignements générales  
export global :  
[export@miglionico.net](mailto:export@miglionico.net)

Assistance Technique :  
[service@miglionico.net](mailto:service@miglionico.net)

Département Logistique :  
[logistic@miglionico.net](mailto:logistic@miglionico.net)

Pour d' autres questions :  
[info@miglionico.net](mailto:info@miglionico.net)

